

Disposable Hemostatic Clips

一次性使用夹子装置


国械注准20223020592

新跃医疗旗下品牌



预期用途

一次性使用夹子装置适用于内窥镜下的标记和各种原因引起的上、下消化道出血,如动脉性 出血、持续性渗血、血管残端出血的机械性止血。



规格型号

	外径 (mm)	开口尺寸 (mm)	爪角度数	工作长度 (mm)	是否旋转
ATE-ZXJ-A-2.3×1950×90×9	2.3	9	90°	1950	是
ATE-ZXJ-A-2.3×1950×90×11	2.3	11	90°	1950	是
ATE-ZXJ-A-2.3×1950×135×9	2.3	9	135°	1950	是
ATE-ZXJ-A-2.3×1950×135×11	2.3	11	135°	1950	是
ATE-ZXJ-A-2.3×1950×135×13	2.3	13	135°	1950	是
ATE-ZXJ-A-2.3×1950×135×16	2.3	16	135°	1950	是



▲ ① 禁忌内容或注意事项详见说明书; ② 更多规格型号请联系厂家;

③ 规格、设计及附件如有变更,请以产品注册信息为准。